



ESPECTROMETRIA DE MASSES DE BAIXA RESOLUCIÓ
ESPECTROMETRIA DE MASAS BAJA RESOLUCION
 Recepció de mostres/Recepción de muestras
 Serveis Tècnics d'Investigació/Servicios Técnicos de Investigación

<i>DATA SOL·LICITUD</i> FECHA SOLICITUD	<i>DATA PREVISTA ANÀLISI</i> FECHA PREVISTA ANÁLISIS	<i>DATA ANÀLISI</i> FECHA ANÁLISIS
--	---	---------------------------------------

Referència i designació de les mostres per ordre d'injecció:
 Referencia y designación de las muestras por orden de inyección:

Nombre de mostres:
 N° de muestras:

TÈCNICA QUE CAL UTILITZAR / TÉCNICA A UTILIZAR

- E. Masas Baja Resolución (Agilent –GC) Purga-Trampa (Tekmar)/ E. Masas Baja resolución (Agilent)
 E. Masas Baja Resolución (Fisons MD800) Desorción Térmica (Gerstel) / E. Masas Baja Resolución (Agilent)
 E. Masas Baja Resolución (Agilent –DIP)

NATURALES DE LES MOSTRES/NATURALEZA DE LAS MUESTRAS

- Líquida/Líquida Sòlida/Sólida Gasosa/Gaseosa
 Mostra tòxica/Muestra tóxica: SI NO Desconeguda/Desconocida

Dissolvent òptim/Disolvente óptimo:

Concentració aproximada/Concentración aproximada:

Puresa/Pureza: %

Observacions (condicions de conservació, estabilitat tèrmica, toxicitat.....)/Observaciones (condiciones de conservación, estabilidad térmica, toxicidad.....):

DADES DE L'ASSAIG/DATOS DEL ENSAYO

- DIP/ MS (introducció directa/introducción directa)

mètode/método DIP:

mètode/método: MS:

<i>MOSTRA</i> MUESTRA	<i>ESTRUCTURA</i> ESTRUCTURA	<i>FÒRMULA I PES MOLECULAR</i> FÓRMULA Y PESO MOLECULAR

- GC/MS

Analitos a estudiar/Analitos estudio:

Columna/Columna:

Mètode/Método GC/MS:

Solvent Delay:

Mode introducció/Modo introducción al GC/MS:

- Splitless Split 1: _____
 Purga y Trampa *mètode/método P-T:*
 Desorción Térmica *mètode/método TDS:*

V mostra/V muestra (PT):

REQUISITS PER A L'ASSAIG/REQUISITOS PARA EL ANÁLISIS:

- *Per a mètodes nous o modificats adjuntar condicions/ Para métodos nuevos o modificados adjuntar condiciones.*
- *Han de subministrar-se en vials de vidre, per a muestreador "Agilent 7683" perfectament tancats i etiquetats/Deben suministrarse en viales de cristal perfectamente, para muestreador "Agilent 7683" perfectamente sellados y etiquetados.*
- *Han de subministrar-se totalment dissoltes en un dissolvent orgànic conegut o en aigua per a l'anàlisi mitjançant purga-trampa/Deben suministrarse totalmente disueltas en un disolvente orgánico conocido, o en agua para el análisis mediante purga-trampa.*
- *No han de contenir cap sòlid en suspensió/No deben contener ningún sólido en suspensión.*
- *Per a l'anàlisi per Desorció Térmica, els tubs poden ser subministrats pel Servei/Para el análisis por Desorción Térmica los tubos pueden ser suministrados por el servicio.*