

<i>DATA SOL.LICITUD</i> FECHA SOLICITUD	<i>DATA PREVISTA</i> FECHA PREVISTA	<i>DATA ANÀLISI</i> FECHA ANÁLISIS	<i>CODI DE PART</i> CÓDIGO DE PARTE
--	--	---------------------------------------	--

DADES DEL SOL·LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Nom/Nombre:

Departament/Departamento: *Facultat/Facultad:*

Telèfon/ Teléfono: *Extensió/ Extensión:*

Adreça electrònica/ Dirección electrónica:

Signatura sol·licitant/Firma solicitante

Signatura autoritzada/Firma autorizada

Nom/Nombre

DADES DE L'ASSAIG / DATOS DEL ENSAYO

Equip sol·licitat per a l'assaig / Equipo solicitado para el ensayo:

Mostra tòxica/Muestra tóxica: SI NO *Desconeguda/Desconocida*

Referència i designació de les mostres per ordre de preferència:

Referencia y designación de las muestras por orden de preferencia:

Nombre de mostres/Nº de muestras:

CARACTERÍSTIQUES CONEGUDES DE LA MOSTRA/CARACTERÍSTICAS CONOCIDAS DE LA MUESTRA

Composició/Composición:

Propietats fisicoquímiques/Propiedades fisicoquímicas:

Conservació/Conservación:

Precaucions en la seua manipulació/Precauciones en su manipulación:

Toxicitat/Toxicidad:

Altres/Otros:

REQUISITS PER A L'ANÀLISI:

Les mostres se subministraran perfectament identificades.

S'analitzaran mostres sòlides en forma de pols o peces.

S'analitzaran mostres líquides.

Si és possible les mostres se subministraran en recipients tancats de plàstic o si les característiques de la mostra no ho permeten en recipients de vidre amb tancament roscat, no a pressió.

Les peces han de tenir unes dimensions de 3x3 com a mínim.

Les mostres no han de superar les 600g de pes.

La grossària mínima de les mostres ha de ser:

- Metalls (5 - 12 mm)

- Ceràmiques i polímers (5 mm)

-Bromeres i -teles (2 mm)

-Pols i líquids (1 mm)

REQUISITOS PARA EL ANÁLISIS:

Las muestras se suministrarán perfectamente identificadas.

Se analizarán muestras sólidas en forma de polvo o piezas.

Se analizarán muestras líquidas.

Si es posible las muestras se suministrarán en recipientes cerrados de plástico o si las características de la muestra no lo permiten en recipientes de vidrio con cierre roscado, no a presión.

Las piezas deben tener unas dimensiones de 3x3 como mínimo.

Las muestras no deben superar las 600g de peso.

El espesor mínimo de las muestras debe ser:

- Metales (5 - 12 mm)

-Cerámicas y polímeros (5 mm)

-Espumas y telas (2 mm)

-Polvos y líquidos (1 mm)

LES MOSTRES S'HAURAN DE SUBMINISTRAR EN RECIPIENTS DE PLÀSTIC LLEVAT QUE LA NATRUALESA DE LE MATEIXES REQUERISCA UN ALTRE TIPUS DE MATERIAL, I EN AQUEST CAS S'EVITARÀ EL TANCAMENT A PRESSIÓ. LAS MUESTRAS SE DEBERÁN SUMINISTRAR EN RECIPIENTES DE PLÁSTICO, A NO SER QUE LA NATURALEZA DE LAS MISMAS REQUIERA OTRO TIPO DE MATERIAL, EN CUYO CASO SE EVITARÁ EL CIERRE A PRESIÓN.