

	CROMATOGRAFÍA IÓNICA Recepción de muestras - Usuarios externos Servicios Técnicos de Investigación	
---	---	--

FECHA SOLICITUD	FECHA PREVISTA ANÁLISIS	FECHA ANÁLISIS
-----------------	-------------------------	----------------

Referencia de las muestras:

.....

DATOS DEL ENSAYO

Nº de muestras:

Tipo de muestra:

Otros componentes presentes en la muestra:

ANIONES A ANALIZAR

Fluoruros Nitritos Nitratos Cloruros

Bromuros Fosfatos Sulfatos Otros (consultar)

Patrones preparados por el usuario:

No Sí

Nº de patrones

Rango de concentración de las muestras

Muestra tóxica: SI NO Desconocida

NOTA: Cuando se disponga, adjuntar ficha/s de seguridad de la/s muestra/s

REQUISITOS PARA EL ANÁLISIS:

- Las muestras se deberán suministrar en recipientes que permitan su cierre posterior. Se evitarán recipientes de vidrio con cierre a presión.
- Las muestras se entregarán filtradas como mínimo a 0.45µ. El servicio proporciona los filtros para cromatografía iónica y su precio está incluido dentro del precio del análisis. No se analizarán muestras que no estén filtradas con estos filtros.
- La cantidad mínima necesaria para realizar el ensayo es 10 mL.
- La conductividad máxima de la muestra será de 2.000 µS.
- El agua utilizada para la preparación de los patrones será ultrapura (18.3µS).